


X801: (4-poliger Würth Steckverbinder REDFIT):
Hier werden die 4 Elektroden für die
Impedanzmessung angeschlossen

U801: Der Instrumentenverstärker (AD8226)
misst die Wechselspannung, die an den inneren
Elektroden abfällt, Daraus wird die Impedanz
berechnet



U802A: Mit dem ADUCM350 von Analog Devices soll eine Hautimpedanzmessung
durchgeführt werden. Dazu wird eine Vierpunktmessung mit vier Elektroden durchgeführt

Title		
ADUCM350 Teil 1		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	04.07.2018	Sheet 8 of 13
File:	C:\Users\...\M350_PART1.SchDoc	Drawn By: